

## Komfort für sensible Füße

- Sicherer Halt und Komfort – ideal bei bandagierten Füßen und bei Verbänden
- Aus einem Stück gefertigte, biegsame und rutschfeste Sohle
- Moderne Sohlenform für ausgezeichnete Gangelastizität
- Luftdurchlässiges, atmungsaktives und langlebiges Velours-Obermaterial
- Obermaterial und Sohle sind verklebt und zusätzlich am Rand vernäht
- Individuelle Anpassung durch Klettverschlüsse mit hoher Haftkraft für korrekte Fuß-Position und bequemen Sitz
- Öffnung über die ganze Länge und Breite
- Rückwärtiger Reißverschluss (mit Lasche unterlegt zum Schutz der Ferse) für bequemes An- und Ausziehen\*
- Antimikrobielle Ausrüstung der Schuhe gegen Pilz- und Bakterienwachstum und Entstehung von unangenehmen Gerüchen
- Reinigung per Hand oder in der Waschmaschine

\* nicht bei Art.-Nr. 50 003, 50 006



Verbandschuh mit geöffneten Verschlüssen

### Indikation

- Probleme der Blutzirkulation
- Krankhafte Gewebeveränderung
- Zehennagelprobleme
- Fußdeformierungen durch Gicht
- Arthritis
- Zeh- und Mittelfußdeformierungen
- Präoperativ: Verbesserung des Zustandes der Füße vor einem chirurgischen Eingriff
- Postoperativ: Amputation, Ödeme, Bandagierungen, bei verletzten Füßen


THUASNE DEUTSCHLAND GmbH  
Im Steinkamp 12  
D-30938 Burgwedel  
Tel.: +49 5139 988-205  
Fax: +49 5139 988-177  
info@thuasne.de  
www.thuasne.de



**THUASNE  
THÄMERT**

# Ferien für die Füße

Verbandschuhe für kranke  
und empfindliche Füße



**THUASNE  
THÄMERT**

# Ferien für die Füße

Unser Verbandschuhsortiment für kranke und empfindliche Füße.

Die Verbandschuhe von THUASNE THÄMERT sind speziell zur Versorgung von diversen Fußproblemen ausgelegt. Über die Klettverbindungen im Vorfußbereich kann der Schuh optimal an den Fuß angepasst werden. Dadurch haben sogar bandagierte Füße genügend Platz. Der rückwärtige Reißverschluss ermöglicht darüber hinaus ein einfaches und schnelles An- und Ausziehen.



Breite  
in  
mm

Die Verbandschuhe sind paarweise oder einzeln (rechts oder links) erhältlich in den jeweils angegebenen Schuhgrößen.

| Schuhgröße  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| breit       | 79  | 80  | 81  | 83  | 85  | 87  | 89  |
| extra breit | 97  | 98  | 99  | 100 | 101 | 103 | 105 |
| Schuhgröße  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  |
| breit       | 91  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  |
| extra breit | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 |

| Artikel   | Besondere Merkmale   |
|---|--|
| <b>50 001</b><br>   | <b>Hoher Verbandschuh (breit)</b><br>Hohe Ausführung, breite Sohle<br>Farben: schwarz, blau<br>Größen 35–48<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4003<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders sicherer und fester Halt durch hohe Schuhform</li> <li>• Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden</li> <li>• Reißverschluss im Fersenbereich</li> <li>• Eingearbeitete Verstärkung im Zehenbereich als Stoßschutz</li> </ul> |
| <b>50 100</b><br>   | <b>Hoher Verbandschuh (breit)</b><br>Hohe Ausführung, breite Sohle<br>Farben: schwarz, blau<br>Größen 35–48<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4XXX<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders sicherer und fester Halt durch hohe Schuhform</li> <li>• Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden</li> <li>• Reißverschluss im Fersenbereich</li> <li>• Eingearbeitete Verstärkung im Zehenbereich als Stoßschutz</li> </ul> |
| <b>50 002</b><br>   | <b>Halbhoher Verbandschuh</b><br>Halbhohe Ausführung, breite Sohle<br>Farben: schwarz, blau<br>Größen 35–48<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4003<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherer und fester Halt</li> <li>• Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden</li> <li>• Reißverschluss im Fersenbereich</li> <li>• Eingearbeitete Verstärkung im Zehenbereich als Stoßschutz</li> </ul>                                |
| <b>50 200</b><br>  | <b>Halbhoher Verbandschuh</b><br>Halbhohe Ausführung, breite Sohle<br>Farben: schwarz, blau<br>Größen 35–48<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4XXX<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherer und fester Halt</li> <li>• Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden</li> <li>• Reißverschluss im Fersenbereich</li> <li>• Eingearbeitete Verstärkung im Zehenbereich als Stoßschutz</li> </ul>                                |
| <b>50 003</b><br> | <b>Verbandschuh Sandale</b><br>Sandale, breite Sohle<br>Farbe: blau<br>Größen 35–46 (nur paarweise)<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4XXX<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offene Sandalenform mit breitem, verstellbarem Verschluss</li> <li>• Überlappung im Verschlussbereich, ideal für bandagierte Füße und bei Verbänden</li> </ul>   |
| <b>50 005</b><br> | <b>Hoher Verbandschuh (extrabreit)</b><br>Hohe Ausführung, extra breite Sohle<br>Farbe: blau<br>Größen 35–48<br>☎ HMV-Nr.: 31.03.03.4XXX<br>☎ Pos. Nr.: 23.01.03.00.1 <p>Ausführung wie Art.-Nr. 50 001, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• extra breiter Vorfußbereich und extra hoher Zehenbereich</li> <li>• auch lieferbar als Art.-Nr. 50 006 mit geschlossener, verstärkter Fersenkappe (ohne Reißverschluss), Gr. 37–48</li> </ul>                                 |